

Le collage sur substrats – Céramique de stratification

Étape 1 – Nettoyage et isolation des dents

- Mise en place d'un écarteur type Nola et de cotons salivaires
- Sablage à l'oxyde d'alumine 50 μm
- Rinçage



Étape 2 – Mordançage

- Acide fluorhydrique à 9% : 1-3 minutes
- Rinçage
- Séchage
- Vérifier l'aspect crayeux après mordançage



Étape 3 – Application de silane

- Application d'une couche de silane
- Séchage

Étape 4 – Application d'adhésif

- Application d'un adhésif avec une microbrush

Étape 5 – Polymérisation

- Pose de l'attache / taquet / auxiliaire
- Polymérisation (selon recommandations du fabricant)

